

## Masques 360° pour dormeurs actifs

L'AirFit N30i (nasal) et l'AirFit P30i (narinaire) donnent aux patients traités par PPC la **liberté de bouger comme ils le souhaitent pendant la nuit**. Le design « connexion haute » permet en effet d'envisager différentes positions pour dormir. L'aspect modulaire des bulles N30i et P30i donne la possibilité de passer d'un masque à un autre juste en changeant la bulle. Enfin les deux masques sont équipés du système de fuite intentionnelle QuietAir™ conçu pour diffuser en douceur l'air expiré et offrir des nuits tranquilles aux patients et à leurs conjoints.



**Entourage auto-ajustable**  
Rapide à installer et stable toute la nuit<sup>1,2</sup>.

**Coude à détache rapide**  
Conçu pour une connexion/déconnexion facile du circuit et doté d'une mobilité à 360° pour faciliter les mouvements.

**Housses intégrées**  
Composées d'un tissu doux, elles offrent au patient une expérience plus confortable.

**AirFit™ N30i**  
Nasal cradle mask



**Fuite QuietAir**

Le niveau sonore de la fuite intentionnelle est réduit<sup>2</sup> à 21 dBA<sup>3,4</sup> pour créer un environnement paisible dans la chambre.

**AirFit™ P30i**  
Nasal pillows mask



**Bulle entièrement souple**  
Conçue pour s'adapter parfaitement au visage du patient et maintenir une bonne étanchéité au cours de la nuit.




**Bulle sécurisante**  
Les embouts narinaires aident le patient à ressentir une bonne étanchéité en toute discrétion.



Offrez liberté et flexibilité. Conservez la simplicité.

La modularité offerte par les AirFit N30i et AirFit P30i signifie que vous pouvez aller plus loin en matière d'adaptation. Passez facilement d'un masque à l'autre en alternant les bulles, si vous décidez de changer les points de contacts ou l'étanchéité.



| Taille | Masque AirFit N30i |                |               |               | Masque AirFit P30i |        |
|--------|--------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------|
|        | S Quiet / Sml      | SW Quiet / Sml | M Quiet / Std | W Quiet / Std | Sml *              | Std ** |
|        | 63817              | 63818          | 63819         | 63820         | 63866              | 63865  |

\* Compris dans le pack Sml : entourage P30i Sml, harnais, bulles (S&M)

\*\* Compris dans le pack Std : entourage P30i Std, harnais, bulles (S&M)

1 Etude clinique externe ResMed sur le confort et l'étanchéité de l'AirFit N30i, menée entre février et mars 2018, sur 7 jours et 24 patients. ID A4320645.

2 Etude clinique externe ResMed sur le confort et l'étanchéité de l'AirFit P30i, menée entre mai et juin 2018, sur 14 jours et 23 patients. ID A4387859.

3 Puissance acoustique de 21 dBA, cf. mode d'emploi de l'AirFit N30i

4 Puissance acoustique de 21 dBA, cf. mode d'emploi de l'AirFit P30i

**Distribué par** ResMed SAS, Parc technologique de Lyon - 292 Allée Jacques Monod, 69791 Saint-Priest Cedex, France.

AirFit et QuietAir sont des marques commerciales de ResMed Pty Ltd. Le masque nasal AirFit N30i et le masque narinaire AirFit P30i acheminent au patient de façon non invasive le débit d'air produit par un appareil à pression positive tel qu'un appareil de PPC ou d'aide inspiratoire avec PEP. Ces masques sont conçus pour : une utilisation par des patients pesant plus de 30 kg à qui une pression positive a été prescrite ; un usage multiple par un seul patient à domicile et en milieu médical.

**Dispositifs médicaux de classe IIa - Evaluation de la conformité** par TÜV0123 - Lire attentivement le manuel utilisateur fourni avec les dispositifs - Pris en charge par les organismes d'assurance maladie dans certaines situations : consultez les modalités sur le site [www.ameli.fr](http://www.ameli.fr). Fabriqués par ResMed PTY LTD. Les spécifications peuvent changer sans préavis. © 2021 ResMed. 10112450/1 2021/03



**ResMed Pty Ltd**  
 1 Elizabeth Macarthur Drive  
 Bella Vista NSW 2153 Australia

